

ASHBY RAISED TOILET SEAT Super & Deluxe

Article No. Super	Deluxe
6212: 5 cm	6222: 5 cm
6214: 10 cm	6224: 10 cm
6216: 15 cm	6226: 15 cm

FITTING INSTRUCTIONS

1. Turn knobs anti-clockwise until brackets are fully extended.

Note: Brackets for the 15-cm Super & Deluxe model will require fitting first.

2. Lift existing seat and place raised toilet seat on to WC.

3. Turn knobs clockwise until rubber buffers touch WC.
Do not overtighten
Test seat to ensure it is securely fitted.

4. Check tightness of fit from time to time.

5. Clean with non-scratch detergent.

6. Thermal disinfection at 85° C for one minute.

Maximum users weight 190 kg.

Made in EU
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

A discrete black nylon carry bag is available for this raised toilet seat. It has a carrying handle which can be attached to the back of a wheelchair.

For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.

REHAUSSE POUR WC ASHBY Super / Deluxe

Article No. Super	Deluxe
6212: 5 cm	6222: 5 cm
6214: 10 cm	6224: 10 cm
6216: 15 cm	6226: 15 cm

MODE D'EMPLOI

1. Tournez les boutons dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les supports soient entièrement tendus.

Note: Les supports du modèle 6 pouces Super & Deluxe devront être installés en premier.

2. Levez le siège existant et placez la rehausse sur les WC.

3. Tournez les boutons dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les tampons en caoutchouc touchent les WC.

Ne pas trop serrer.
Testez le siège pour vous assurer qu'il est bien fixé.

4. Vérifiez que le siège est bien serré régulièrement.

5. Nettoyer avec un détergent non abrasif.

6. Désinfection thermique 85° C pendant 1 minute

Poids maximum de l'utilisateur
190 kg

Fabriqué dans l'Union Européenne
Gordon Ellis & Co.
Derby. GB-DE74 2NP

Un sac discret en nylon noir est disponible pour ce siège de W-C réglable. Il est doté d'une poignée qui peut se fixer à l'arrière d'un fauteuil roulant.

Pour des informations sur les autres produits Gordon Ellis pour les personnes âgées et handicapées, veuillez contacter votre fournisseur ou Gordon Ellis directement.

ASHBY TOILETTEN - SITZERHÖHUNG Super / Deluxe

Artikel-Nr Super	Deluxe
6212: 5 cm	6222: 5 cm
6214: 10 cm	6224: 10 cm
6216: 15 cm	6226: 15 cm

EINBAUANLEITUNG

1. Die Handräder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Halterungen ganz geöffnet sind.

Hinweis: Halterungen für das 6" Super und Deluxe Modell müssen zuerst angebracht werden.

2. Den vorhandenen Sitz hockklappen und die Toilettensitzerhöhung auf das WC aufsetzen.

3. Die Handräder im Uhrzeigersinn drehen, bis die Gummipuffer das WC berühren.
Nicht zu fest anziehen.
Die Sitzerrhöhung auf festen Sitz prüfen. Den festen Sitz von Zeit zu Zeit überprüfen.

4. Zur Reinigung weiche scheuernde Mittel verwenden.

5. Zur Desinfektion 1 minute in 85° C heißes Wasser legen.

Höchstgewicht des Benutzers:
190 kg

In der EU hergestellt
Gordon Ellis & Co., Derby
DE74 2NP, GB

Für diesen erhöhten Toilettensitz ist eine diskrete schwarze Nylon-Tragetaste erhältlich. Sie hat einen Tragegriff, der auf der Rückseite eines Rollstuhls angebracht werden kann.

Wenn Sie Einzelheiten über andere Produkte von Gordon Ellis für ältere und behinderte Menschen wünschen, fragen Sie bitte Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit Gordon Ellis in Verbindung.

TAVOLETTA RIALZATA PER WC ASHBY Super / Deluxe

Articolo N°: Super	Deluxe
6212: 5 cm	6222: 5 cm
6214: 10 cm	6224: 10 cm
6216: 15 cm	6226: 15 cm

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

1. Girare i pomelli in senso antiorario fino a quando le staffe hanno raggiunto la loro massima estensione.

Nota: Le staffe per il modello Super & Deluxe di 6 pollici dovranno essere dapprima montate.

2. Sollevare la tavoletta esistente e posizionare la tavoletta rialzata sul WC.

3. Girare i pomelli in senso orario fino a quando i tamponi di gomma toccano il WC.

Non serrare in modo eccessivo.
4. Controllare periodicamente che il dispositivo sia ben fissato.

5. Pulire con detersivo non abrasivo.

6. Disinfezione termica per un minuto a 85° C.

Peso massimo utente: 190 kg

Fabbricato nella UE
Gordon Ellis & Co. Derby
GB-DE74 2NP

Esiste a disposizione una discreta borsa di nylon nero per trasportare questo sedile rialzato da toilette. Viene con un asa de trasporto che puede acoplarse a la parte posterior de una silla de ruedas.

Per ottenere ulteriori informazioni sui prodotti della Gordon Ellis per gli anziani e invalidi, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore oppure direttamente alla Gordon Ellis.

ASIENTO ELEVADO ASHBY PARA SANITARIO Super / Deluxe

Artículo No. Super	Deluxe
6212: 5 cm	6222: 5 cm
6214: 10 cm	6224: 10 cm
6216: 15 cm	6226: 15 cm

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Gire las tornillos en la dirección contraria a las agujas del reloj, hasta que los soportes estén completamente extendidos.

Nota: En los modelos de 6 pulgadas Super y Deluxe, será necesario montar los soportes de antemano.

2. Levante el asiento existente y ponga el asiento elevado en el WC

3. Gire las tornillos en la dirección de las agujas del reloj, hasta que los amortiguadores de goma toquen el WC

No apriete demasiado.
Pruebe el asiento para asegurarse que esté fijado de forma segura.

4. Compruebe de vez en cuando que el asiento esté bien apretado.

5. Limpie con detergente no abrasivo.

6. Desinfección térmica a 85° C durante 1 minuto.

Peso máximo del usuario 190 kg

Hecho en la UE
Gordon Ellis / Co. Derby-
GB-DE74 2NP

E' disponibile una borsa di nylon nera discreta per il trasporto di questo sedile rialzato per il water. Dispone di un manico da trasporto che può essere fissato alla parte posteriore di una sedia a rotelle

Si desea detalles de otros productos de Gordon Ellis para ancianos y minusválidos, por favor contacte a su distribuidor, o a Gordon Ellis directamente.



**GORDON
ELLIS
& CO**

MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC
ESTABLISHED 1893



Ashby Raised Toilet Seat Super & Deluxe

TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
E-Mail: gordonellis@gordonellis.co.uk
http://www.gordonellis.com

Company registered in England
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26

